

Septal-H™

Delikatna stabilizacja kaniuli HFNC

Pomaga zapobiegać uszkodzeniom przegrody nosa i utrzymaniu kaniuli we właściwej pozycji

- Hydrokoloidowa baza jest delikatna dla skóry
- Zapobiega zdzieraniu naskórka
- Brak pozostałości na skórze po usunięciu
- Umożliwia łatwą zmianę położenia kaniuli lub cewnika
- Wykorzystywane jako akcesorium zabezpieczające cewnik
- Służą jako bariera dla skóry, gdy jest używana bez haczyka i pętli
- Dostępne w 4 rozmiarach **Bez Latexu i DEHP**



Informacja handlowa - Septal-H™		
NR	OPIS	ILOŚĆ
CP-5400A	Septal-H – wcześniak, waga < 500 g.	20
CP-5400		80
CP-5410A	Septal-H - Neonatal waga, 500 - 1200 g.	20
CP-5410		80
CP-5500A	Septal-H – Noworodek, waga, 1200 - 2500 g.	20
CP-5500		80
CP-5510A	Septal-H – Pediatryczny, waga, >2500 grams	20
CP-5510		80

US Patent No. 8,598,403

Westmed

When Your Care Is Critical

Westmed, Inc.

5580 S. Nogales Highway
Tucson, AZ 85706
800.975.7987 | 520.294.7987
Fax: 520.294.6061
westmedinc.com

Dystrybutor:
MedLeader

Ul. Łabiszyńska 2/102, Olimpin
86-061 Brzoza

medleader@medleader.pl / fax. 52561088 / tel. +48667987771
www.medleader.pl

PN 70104 Rev. 03

Copyright © 2017 Westmed, Inc. All Rights reserved

Airways
Development LLC
A Division of Westmed, Inc.

