




Akcesoria do resuscytacji noworodka



Właściwości maski:

- Maska wykonana z silikonu przeznaczona do resuscytacji, przezroczysta
- Przeznaczone dla wcześniaków, noworodków, niemowląt i dzieci starszych.
- Dostępne w 5 różnych rozmiarach.
- Wykonane z miękkiego materiału aby zminimalizować otarcia na twarzy i nosa pacjenta
- Nie zawiera lateksu, kauczuku naturalnego oraz plastyfikatora – ftalanu DEHP.
- Pakowane oddzielnie.

Właściwości obwodu do resuscytacji:

- Obwód oddechowy ze złączem T długość 150cm, niepodgrzewany
- Zastawka PEEP z zabezpieczeniem pokrętła i portem do odsysania
- Zatyczka uszczelniająca
- Łącznik uniwersalny, umożliwiający podłączenie do różnych typów resuscytatorów (średnica wewnętrzna 15mm / średnica zewnętrzna 19mm)
- Nie zawiera lateksu, kauczuku naturalnego oraz plastyfikatora – ftalanów DEHP.
- Pakowane oddzielnie.
- Produkt kompatybilny z większością urządzeń do resuscytacji noworodka w tym NEOPUFF, PANDA, itp.)

Nr katalogowy	Opis	Opakowanie
SM-86523	Przezroczysta maska silikonowa, Size #2 (72mm)	10 szt.
SM-86513	Przezroczysta maska silikonowa, Size #1 (60mm)	10 szt.
SM-86503	Przezroczysta maska silikonowa, Size #0 (50mm)	10 szt.
SM-86573	Przezroczysta maska silikonowa, Size #00 (42mm)	10 szt.
SM-86583	Przezroczysta maska silikonowa #000 (35mm)	10 szt.
CT-11500	Obwód oddechowy ze złączem T - niepodgrzewany	10 szt.



0344

Producent:

Besmed Health Business Corp.
No. 2, Lane 106, Wu-Kong 3rd Rd, Wu-Ku District, New Taipei City, Taiwan. 24888
Tel: +886-2-2290-3959
Fax: +886-2-2299-9076
E-mail: info@besmed.com

Autoryzowany przedstawiciel:

Mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71, 30555 Hannover-Langenhagen, Niemcy

Dystrybutor:

MedLeader Łukasz Kruck
Nowe Dąbie 306

89-210 Łabiszyn

tel. +48 667 987 771

fax. +48 52 561 08 88

medleader@medlaeder.pl