

# WILAméd


*Equipment for Professionals*



## WILAbino NEO

Pozycjoner noworodkowy  
do użytku klinicznego

[www.wilamed.com](http://www.wilamed.com)



# WILAbino NEO - Pomoc w pozycjonowaniu i przeciwoleżynowa

Pozycjonowanie wcześniaków jest dużym wyzwaniem w intensywnej terapii. Noworodki na ogół, a zwłaszcza wcześniaki, są mniej aktywne i często leżą w jednej pozycji. W rezultacie częstość występowania deformacji głowy u wcześniaków oceniana jest w badaniach na nawet 90%. Dzięki systemowi pozycjonowania **WILAbino Neo** zapewniamy rozwiązanie do odciążającego pozycjonowania i stabilizacji pozycji środkowej głowy wcześniaków i niemowląt podczas długiego pobytu w szpitalu.

Daj każdemu dziecku korzyść z delikatnego, ale stabilnego ułożenia

**WILAbino NEO** składa się z różnych komponentów, które można stosować w różnych wariantach. Podstawowy produkt składa się z dwóch elementów: pierścienia podtrzymującego oraz zewnętrznego pokrowca ochronnego wykonanego z tkaniny. Pokrowiec pierścienia podtrzymującego **WILAbino** posiada gumkę mocującą, opasującą wokół pierścienia. Użycie poduszki wewnętrznej jest opcjonalne. Można jej użyć, jeśli osoba odpowiedzialna chce zrównoważyć wysokość między pierścieniem żelowym a materacem.

System pozycjonerów żelowych WILAbino NEO obejmuje 3 różne rozmiary:



Rozmiar L

dla wcześniaków od 2000g +  
powyżej noworodków

**Wymiary:**  
130 mm x 110 mm x 25 mm



Rozmiar M

dla wcześniaków od  
800g do 2000g

**Wymiary:**  
110 mm x 95 mm x 22 mm



Rozmiar S

dla wcześniaków do  
800g

**Wymiary:**  
90 mm x 80 mm x 18 mm

# WILAbino NEO - Kluczowe korzyści dla naszych najmniejszych pacjentów

Korzyści są:

Miękkie wygodne podparcie główki dziecka

- o Niezawodna pomoc w pozycjonowaniu do pozycji środkowej głowy i interwencji terapeutycznych

- o Pomaga zminimalizować deformację głowy i otarcia skóry

- o Pomaga w stabilizacji pozycji środkowej głowy

- o Pomaga zmniejszyć nacisk i promuje prawidłowe pozycjonowanie

- o Zapewnia podparcie miękkiej czaszki wcześniaka

- o Testowany żel jest wolny od pleśni i bakterii

- o Łatwe czyszczenie pierścienia żelowego – użytkowanie w normalnych warunkach do jednego roku

- o Różne jednorazowe i wielowarstwowe pokrowce gwarantują elastyczne użytkowanie w zależności od potrzeb oddziału wcześniaków

- o Wszystkie materiały są testowane i dobierane pod kątem delikatnej skóry wcześniaków



## WILAbino NEO - Bezpieczny, wspierający rozwój i trwały system pozycjonowania i stabilizacji głowy wcześniaków i noworodków

### Informacje do zamówień

| P/N    | Item description                                         | Size | Qty. |
|--------|----------------------------------------------------------|------|------|
| 201303 | WILAbino Neo jednorazowy pokrowiec bawełniany- różowy    | L    | 50   |
| 201304 | WILAbino Neo ednorazowy pokrowiec bawełniany-- turkusowy | M    | 50   |
| 201305 | WILAbino Neo ednorazowy pokrowiec bawełniany-- szary     | S    | 50   |
| 201300 | WILAbino Neo support ring TG PUR Gel                     | L    | 6    |
| 201301 | WILAbino Neo support ring TG PUR Gel                     | M    | 6    |
| 201302 | WILAbino Neo support ring TG PUR Gel                     | S    | 6    |

#### Distribution by:

### WILAméd GmbH

A Company of the Löwenstein Group

Gewerbepark Barthelmesaurach  
Aurachhöhe 5–7  
91126 Kammerstein (Germany)

Phone: +49 9178 996999-0  
Fax: +49 9178 996778  
info@wilamed.com  
www.wilamed.com

#### Dystrybucja na terenie Polski:

MedLeader Łukasz Kruck  
Nowe Dąbie 306  
89-210 Łabiszyn  
www.medleader.pl  
+48 667987771  
medleader@medleader.pl

