

NCAT™ KANIULE DONOSOWE



Właściwości:

- Kaniule donosowe firmy Besmed NCAT™ są przeznaczone do stosowania w tlenoterapii zarówno przy niskich jak i wysokich przepływach oraz przy terapii zmiennociśnieniowej dla otrzymania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych.
- Przeznaczone dla wcześniaków, noworodków, niemowląt i dzieci starszych.
- Dostępne w 8 różnych rozmiarach, każdy rozmiar oznaczony kolorem pierścienia O-ring
- Długość jednego ramienia kaniuli ok 28cm
- Wykonane z miękkiego PVC, aby zminimalizować otarcia na twarzy i nosie pacjenta
- W zestawie wykonany z poliuretanu, 15mm adapter tlenowy do podłączenia różnych obwodów oddechowych w tym resuscytacji
- Nie zawiera lateksu, kauczuku naturalnego oraz plastyfikatora – ftalanu DEHP.
- Pakowane oddzielnie.
- Produkt czysty mikrobiologicznie, jednorazowy

Elastyczne i wygodne

Delikatne w dotyku rurki minimalizują tarcie i nacisk na uszy i twarz, wygodne

NCAT-HOLD™

Silikonowy O-ring przytrzymujący kaniulę na głowie

Adapter 15mm


Dodatkowy adapter umożliwiający podłączenie do różnych typów obwodów oddechowych

8 kolorów pierścienia

Kolorystyczne kodowanie pierścienia wskazujące na odpowiedni rozmiar kaniuli

Czytelny przewodnik po rozmiarach

Pozwala dobrać właściwy rozmiar kaniuli do wagi lub fizjologii pacjenta



*Podane w tabeli wagi są orientacyjne. Kaniule mogą być stosowane w zależności od fizjologii pacjenta.

Nr katalogowy	Opis	Opakowanie
HF-60107	Różowa (.6000g)	10 szt.
HF-60100	Biała (<700g)	10 szt.
HF-60101	Zielona (700 – 1000 g)	10 szt.
HF-60102	Niebieska (1000 – 2500 g)	10 szt.
HF-60103	Pomarańczowa (2500 – 3000 g)	10 szt.
HF-60104	Żółta (3000 – 4000 g)	10 szt.
HF-60105	Turkusowa (4000 g _ 5000 g)	10 szt.
HF-60106	Fioletowa (>5000 g)	10 szt.



Producent:

Besmed Health Business Corp.
No. 2, Lane 106, Wu-Kong 3rd Rd, Wu-Ku District, New Taipei City, Taiwan. 24888
Tel: +886-2-2290-3959
Fax: +886-2-2299-9076
E-mail: info@besmed.com

Autoryzowany przedstawiciel :

Mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71, 30555 Hannover-Langenhagen, Niemcy

Dystrybutor:

MedLeader Łukasz Kruck
Nowe Dąbie 306
89-210 Łabiszyn
tel. +48 667 987 771
fax. +48 52 561 08 88
medleader@medlaeder.pl